



星数表示シールと回転性能表示シールについて

ハンドル形電動車椅子で新幹線を含む特急型車両（デッキ付き）を利用する際、車椅子のシート下に貼り付けてある星数表示シールまたは回転性能表示シールの「回転性能」欄の星印または丸印が3つついている場合は、安心かつスムーズに客室内の車椅子スペースや多目的室のご利用が可能です。

種類	星数表示シール	回転性能表示シール
シールデザイン	 <p>旋回安定性 ★ . .</p> <p>段差乗越性 ★ . .</p> <p>回 転 性 能 ★ ★ ★</p>	 <p>回 転 性 能 ○ ○ ○</p> <p>※本シールは、ハンドル形電動車椅子の回転性能を確認するための便宜的なものであり、当該ハンドル形電動車椅子がJISに適合していることを意味するものではありません。</p>
貼付のタイミング	製造メーカー・代理店が出荷時に貼付。 （ハンドル形電動車椅子使用者が個別に申請する必要はありません。）	同 左
シール未貼付のものへのシール貼付について	—	既に使用中のハンドル形電動車椅子にシールを貼り付けることが可能な場合もあります。詳しくは製造メーカー・代理店へお問い合わせください。

注1) シールの星印や丸印が2つ以下の場合であっても、多目的室やデッキなどのご利用が可能な場合があります。詳しくは、各鉄道会社にお尋ねください。

注2) シールの貼付がなくても、車椅子の大きさや回転性能が要件を満たす場合は、客室内の車椅子スペースをご利用いただけます。また、要件を満たさない場合であっても、多目的室やデッキなどのご利用が可能な場合があります。詳しくは、各鉄道会社にお尋ねください。